



PDMS シート(極薄シリーズ)

(ポリジメチルシロキサン)

生菌・細胞・DNA などの分析や培養などの分野で注目されている超薄膜・高精度なシート。



製品名: PDMS シート(極薄シリーズ)

特長: 厚み精度が±10%以内と優れています。PDMS 単層や基材フィルムとの複合が可能です。

両面に PET セパレータ付きなので、取り扱い易く、異物混入を防止し、加工寸法安定性に優れています。

用途: 生菌・細胞・DNA の分析分野など。

培養などの化学・生化学分野など。

マイクロ流体デバイスなど。

サイズ: ①150 mm × 100 mm、②300 mm × 200 mm

厚さ: 50μm、100μm、150μm、200μmの4種類

材質: PDMS(ポリジメチルシロキサン)

硬さ: 56°、引張強さ: 8.0MPa

販売価格: 150 mm × 100 mm 税込 8,800 円



細胞培養プレート

お問合せ先

開発販売元:シーエスクリエ株式会社
〒611-0041 京都府宇治市槇島町大川原 57-1
TEL;0774-29-9037 担当:八木
<https://www.cscrie-jp.com>

※規格外のサイズ、厚み、異形状への加工、マイクロ流路の加工、プレートや異素材との貼り合わせも対応しております。
お気軽にお問い合わせください。