




# シーエスクリエ マイクロプレートメモシール



製品名：マイクロプレートメモシール

特長：文字などを書き込めるシールになっていますので、マイクロプレートのwellごとの管理に便利です。3列ごとに切り取っても使えます。

規格：96wellプレート用

寸法(mm)：122x 86 (セパレータなし：122x 80)

材質：PET

耐熱温度：①圧着式 -20°C～+110°C

②粘着式 -20°C～+90°C

販売価格：①圧着式 50枚入り 税込8,250円

②粘着式 50枚入り 税込3,850円



ISOクラス1 スーパークリーンルームでの  
日本国内製造

お問合せ先

開発販売元：シーエスクリエ株式会社  
〒611-0041 京都府宇治市槇島町大川原57-1  
TEL: 0774-29-9037 担当：八木  
<https://www.cscrie-jp.com>

※OEMでの特注対応も行います。  
お気軽にお問い合わせください。