

あるようでなかった！ 底なしマイクロプレート



製品名：底なしマイクロプレート

特長：底のないマイクロプレート。PDMSシートやCOPフィルムなど、独自の素材を底面に貼り合わせて実験を行うことができます。



使用例：細胞培養プレート

用途：細菌、微生物、細胞などの生化学分野での観察

種類：6well、24well、96well、384wellの4種類

材質：ポリスチレン

販売価格：①貼り合わせテープなし 5枚入り 11,000円（税込）

②貼り合わせテープあり 5枚入り 16,500円（税込）

お問合せ先

開発販売元：シーエスクリエ株式会社
〒611-0041 京都府宇治市槇島町大川原57-1
TEL; 0774-29-9037 担当: 八木
<https://www.cscrie-jp.com>

※ご希望の素材の貼り合わせ、貼り合わせ素材の微細孔加工、親水化処理等の特注対応も行います。お気軽にお問い合わせください。