


シーエスクリエ 5mLチューブ対応メッシュシール



製品名：シーエスクリエ 5 mLチューブ対応メッシュシール

特長：フローサイトメーターを使う方に、5 mLチューブに貼るだけで、細胞のフィルトレーションができるメッシュシールです。

ほどよいテンションがかかり、実験のコストを抑えたい方に最適です。

メッシュサイズ：30 μ m、70 μ m、100 μ m

寸法(mm)：17.25x 12.5（メッシュ部： ϕ 10）

規格：5 mLチューブ（外径 ϕ 12mm）対応


材質：シート部：PET、

メッシュ部：ポリエステル繊維


入数(枚)：500

販売価格：500枚入り 税込32,780円

細胞フィルトレーション前後の比較
※HEK293細胞使用



フィルトレーション前



フィルトレーション後

お問合せ先

開発販売元：シーエスクリエ株式会社
〒611-0041 京都府宇治市槇島町大川原57-1
TEL:0774-29-9037 担当：八木
<https://www.cscrie-jp.com>

※OEMでの特注対応も行います。
お気軽にお問い合わせください。