


# シーエスクリエ マイクロプレートシール(96well切り取りタイプ)



縦タイプ 1列(8ウェル)

製品名：マイクロプレートシール(96well切り取りタイプ)

特長：1列ごとにミシン目で切り取って、試料の注入、注入後シールの再貼り付けができます。縦タイプ(1列 8ウェル)、横タイプ(1行 12ウェル)のミシン目切り取りの2種類があります。1列ごとに実験を行うときにも便利です。

圧着式ですので、シールを貼った後に、プレートにローラー等で押し付けていただきますと接着性が上がります。

寸法(mm)：123x 90(縦タイプ)、145x 80(横タイプ)

規格：96wellマイクロプレート対応



材質：PET

入数(枚)：100

耐熱温度：-20°C~+110°C

販売価格：100枚入り 税込15,370円

横タイプ 1行(12ウェル)



お問合せ先

開発販売元：シーエスクリエ株式会社  
〒611-0041 京都府宇治市榎島町大川原57-1  
TEL;0774-29-9037 担当:八木  
<https://www.cscrie-jp.com>

※OEMでの特注対応も行います。  
お気軽にお問い合わせください。