



シーエスクリエ マイクロプレートシール(96well切り取りタイプ)



製品名：マイクロプレートシール（96well切り取りタイプ）

特長：1列（8well）ごとにミシン目で切り取って、試料の注入、注入後シールの再貼り付けができます。1列（8well）ごとに実験を行うときに便利です。

圧着式ですので、シールを貼った後に、プレートにローラー等で押し付けていただきますと接着性が上がります。

ELISA試験、PCR試験などに。

寸法(mm)：123x 90（タブなし：123x 80）

規格：96wellマイクロプレート対応

材質：PET

入数(枚)：100

耐熱温度：-80℃～+110℃

販売価格：100枚入り 14,300円（税抜）



ISOクラス1 スーパークリーンルームでの
日本国内製造

お問合せ先

開発販売元：シーエスクリエ株式会社
〒611-0041 京都府宇治市槇島町大川原57-1
TEL:0774-29-9037 担当：八木
<http://www.cstec-jp.com>

※OEMでの特注対応も行います。
お気軽にお問い合わせください。