

シーエスクリエ 50mLチューブ対応メッシュシール



製品名：シーエスクリエ 50 mLチューブ対応メッシュシール

特長：フローサイトメーターを使う方に、50 mLチューブに貼るだけで、

細胞のフィルトレーションができるメッシュシールです。

ほどよいテンションがかかります。

シール貼付タイプですので、チューブへの装着が簡単です。

メッシュサイズ：30 μ m、70 μ m、100 μ m、300 μ m

寸法(mm)：35x 30.5 (メッシュ部： ϕ 20)

規格：50 mLチューブ (外径 ϕ 30mm) 対応


材質：シート部：ポリプロピレン、

メッシュ部：ポリエステル繊維


入数(枚)：30

販売価格：30枚入り 税込6,600円

細胞フィルトレーション前後の比較
※HEK293細胞使用



フィルトレーション前



フィルトレーション後

お問合せ先

開発販売元：シーエスクリエ株式会社
〒611-0041 京都府宇治市槇島町大川原57-1
TEL;0774-29-9037 担当:八木
<https://www.cscrie-jp.com>

※OEMでの特注対応も行います。
お気軽にお問い合わせください。