



シーエスクリエ 免疫染色用シール



製品名：シーエスクリエ 免疫染色用シール

特長：組織切片をスライド上に載せ、組織標本上の抗体やPBSなどの試薬の流出や混合を防ぐため、試料を囲む撥水性のシールです。ペンタイプのような塗る手間や乾かす手間がいらず、貼り直しや、シールをきれいに剥がすことができます（剥がしやすいタブ付き）。水分をふき取らずに抗体液を入れることもでき便利です。高温（70℃）での使用でも粘着性を保っています。

規格：スライドガラス用

6種類（A、B、C、D、E、Fタイプ）

寸法(mm)：①Aタイプ；外径55x 25（内径：47x 17）

②Bタイプ；外径25x 25（内径：17x 17）

③Cタイプ；外径55x 25（内径：21.5x 17）

④Dタイプ；外径φ11（内径：φ5）

⑤Eタイプ；外径φ16（内径：φ10）

⑥Fタイプ；外径φ21（内径：φ15）

※全種類 高さ0.155

材質：PET（微粘着）

販売価格：A、Cタイプ 各タイプ60枚入 税抜6,800円

B、D、E、Fタイプ 各タイプ90枚入 税抜6,800円

※貼るときに、エア（空気）が入ったら、押し抜いてください。



Aタイプ



Bタイプ



Cタイプ



Dタイプ



Eタイプ



Fタイプ

お問合せ先

開発販売元：シーエスクリエ株式会社
〒611-0041 京都府宇治市檜島町大川原57-1
TEL:0774-29-9037 担当：八木
<https://www.cscrie-jp.com>

※OEMでの特注対応も行います。
お気軽にお問い合わせください。