



# CSCRIE 低温対応ラベル保護シール

ラベルの視認性が高い！  
霜が付きにくい！



## こんなお悩みの方に

- ① マイクロチューブの上に霜ができるため、試薬名が見にくくなる。
- ② シールの上の霜を取ろうとすると、シール表面が濡れて文字が見えにくい。
- ③ 経年劣化により、シールに記入された文字が見えにくい。
- ④ 滅菌のためエタノールをスプレーすると文字が消えたりにじんだりする。



切り取りやすいミシン目付き



選べる3タイプ：  $\phi$ 12mm 1.5mL  $\chi$ 1- $\chi$ 用 80枚/シート  
 $\phi$ 16mm 15mL  $\chi$ 1- $\chi$ 用 30枚/シート  
 $\phi$ 25mm 50mL  $\chi$ 1- $\chi$ 用 20枚/シート

対応温度：常温～液体窒素（-196℃）

販売価格： $\phi$ 12mm 10シート（800枚） 7,800円（税抜）  
 $\phi$ 16mm 10シート（300枚） 5,000円（税抜）  
 $\phi$ 25mm<sup>2</sup> 10シート（200枚） 6,800円（税抜）

## 【お問い合わせ先】

開発販売元：シーエスクリエ株式会社

〒611-0041 京都府宇治市槇島町大川原57-1 TEL：0774-29-9037 担当：八木

<https://www.cscrie-jp.com>

※規格外のサイズ、形状も対応しております。 お気軽にお問合せください。